

<p>ポテンツァ 金属アレルギー禁</p> 	<p>ポテンツァ (肌質改善) 針先から高周波(RF)が放出される極細の針を肌に挿入し、真皮層に直接熱エネルギーを与える。血管形成抑制効果で肌の赤みを改善する。肌の再生を促す治療。 1~2週間おきの施術 3~5回以上推奨</p>	<p>ポテンツァ (ドラッグデリバリー) 高周波が同時にできる針を肌に刺し、熱と同時に薬剤も均等に肌へ押し込むことができ相乗効果が高い。ダウンタイムが少ないのが特徴。開き毛穴や凹凸にも向く治療。 1か月おきの施術推奨</p>	<p>ポテンツァ (タイトニングモード) ダイヤモンドチップを使用。2種類の高周波を利用し、顔の真皮深層から脂肪にもアプローチ。顔の引き締めを目指したいときはこちら。ほうれい線、顎下、口周りのケアにも最適。 2週~4週おきの施術推奨</p>	<p>マックーム</p>  <p>安全性の高い PLLA 製剤が肌のコラーゲン生成を促進。深い凹凸や開き毛穴に良い。</p> <p>艶肌 高濃度のヒアルロン酸、アミノ酸、PN が配合されているため創傷治療や皮膚修復を促す。</p>
---	--	--	--	--

<p>ケアシス</p> 	<p>微弱な電流を体内に流し、肌の膜に隙間を作り、薬剤を肌の奥まで届ける。 肝斑やニキビ、シミ、シワのケア、施術後の鎮静にも効果が期待できる。痛みはなく、敏感肌やアレルギー肌の方にも施術が可能。</p>	<p>ペップビュー</p>  <p>成長因子とペプチド、抗シワ成分配合。肌の修復、シワ、乾燥にも効果を発揮。</p>	<p>レナトス Ta プラス</p>  <p>トラネキサム酸とアスコルビン酸 Na、ヒアルロン酸配合。シミ、くすみに効果を発揮。肝斑にも有効。</p>	<p>レナトス A プラス</p>  <p>ビタミン A(リノール酸レチノール)配合。エイジングが進行した肌への集中トリートメントに最適。シミ、くすみに効果を発揮。</p>
---	---	---	---	---

<p>ルビーレーザー</p> 	<p>ルビーレーザー 694nm という波長を持ち、メラニンだけに反応して破壊する性質に優れているためシミ取り治療に効果的。レーザーによる熱刺激でコラーゲン生成が起こり肌の弾力ハリも UP。</p> <p>ルビーフラクショナル ドット状の細かい集合体で照射するため広範囲にパワフルな照射が可能のため全顔のシミ・くすみに効果的。</p>	<p>デンシティ</p>  <p>6.78MHz の高出力な RF を皮膚や皮下組織へ熱を加えることで、コラーゲン増生を促進し肌のひきしめ、たるみの改善、肌質改善に効果がある。</p>	<p>ダーマペン</p>  <p>超極細の針で表面に小さな穴をあけ、肌の自然治癒力を利用して肌のハリや弾力の回復、ニキビ跡や毛穴の開き、毛穴のたるみ、小じわの改善効果がある。</p>
--	---	--	--

<p>ヒアルロン酸</p>  <p>顔の深いシワや窪み・凹み部分に合わせてヒアルロン酸を注入し、形状を整えたりボリュームを出したりする。</p>	<p>ボトックス</p>  <p>筋肉の動きを抑制し、表情筋によるシワを軽減・予防する注射。再注射は必ず3か月の間隔をあけること。</p>	<p>脂肪溶解注射</p>  <p>注入することで落ちにくい脂肪の排出を促進。二重顎を解消したい、フェイスラインをすっきりさせたいといった方に人気の施術。</p>	<p>スレッドリフト</p>  <p>体内に吸収される素材の超極細の吸収糸を真皮から脂肪細胞に挿入する。口横や顎下のもたつきの予防と引き締め、肌のハリ感 UP にも効果的。</p>	<p>GOURI</p>  <p>肌に直接注入して皮膚組織量を増強させることでシワを改善。またコラーゲン増生を促す作用もあるため、目の下のクマの改善や、引き締め、自然なりフトアップに効果的。</p>
--	---	---	---	---

肌育注射

<p>プルリアルシルク</p>  <p>世界初目周り専用で CE 認証された「PN」製剤。目周りのシワやくマ、肌の炎症改善、傷跡修正に効果的。 4週間に1回推奨</p>	<p>プルリアルデンシファイ</p>  <p>PNに非架橋ヒアルロン酸とマンニトールを特許技術で配合した製剤。肌質改善、肌の炎症改善、赤みの改善に効果的。 4週間に1回推奨</p>	<p>ジュベルック</p>  <p>PDLLA(ポリ乳酸)と非架橋ヒアルロン酸を主成分とした製剤。毛穴、クレーター、赤み、弾力の改善に効果的。 3週間に1回推奨</p>	<p>スネコス</p>  <p>非架橋ヒアルロン酸と6種類のアミノ酸を配合した製剤。コラーゲン、エラスチンの合成を同時に誘発し肌の弾力やハリの回復に効果的。 2週間に1回推奨</p>	<p>艶肌注射</p>  <p>高濃度のヒアルロン酸、アミノ酸、PN が配合されているため創傷治癒や皮膚修復を促す。</p>
--	--	--	--	--